



Ratgeber Urinalkondom

Wenn Sie Urinalkondome verwenden, müssen Sie darauf achten, dass Sie **keine** Hautschutzmittel wie Cremes und Lotionen verwenden. Diese können die Haftfähigkeit und die Dichtheit stark beeinträchtigen. Achten Sie auf die passende Größe (verwenden Sie hierfür eine Messschablone). Urinalkondome dürfen nicht einschneiden und nicht zu groß sein, da sonst nicht die volle Haftbarkeit und Haltbarkeit gewährleistet ist.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise bei dem Gebrauch eines Urinalkondoms:

- Die Haut muss trocken und sauber sein
- Falls erforderlich, kürzen oder rasieren Sie die Schambehaarung an der Peniswurzel
- Legen Sie den Rolltrichter an der Eichel an, wobei die Vorhaut nicht zurückgeschoben werden darf. Langsam auf die Gesamtlänge abrollen
- Drücken Sie nun das Urinalkondom noch einmal rundherum gut an und streichen Sie kleine Falten glatt
- Entfernen Sie nach Gebrauch das Urinalkondom von der Penisbasis langsam nach unten ab

Das Urinalkondom soll ohne Faltenbildung den Penis umschließen. Sollten sich dennoch Falten bilden, wechseln Sie zur nächstkleineren Größe. Das Urinalkondom sollten aus hygienischen Gründen spätestens nach 24 Stunden gewechselt werden.

Die Krankenkassen zahlen Ihnen **1 Stück pro Tag** (ein Selbstbehalt wird Ihnen verrechnet). An das Urinalkondom können Sie entweder einen Beinbeutel befestigen und/oder einen größeren Bettbeutel mit Aufhängung. Ihr/e Kontinenzberater/-in hilft Ihnen bei der richtigen Auswahl ihrer Produkte.